

ImageSP это программное обеспечение разрабатываемое SYS-PROG и TrS для электронных и световых микроскопов. ImageSP предоставляет многофункциональную рабочую среду для получения, обработки, анализа и хранения изображений, а также генерации отчетов. Функциональные возможности программы позволяют наиболее полно удовлетворить требованиям микроскопических исследований. ImageSP имеет модульное строение и может конфигурироваться специально для каждой области приложения. Программа состоит из основного модуля и дополнительных модулей, которые могут подключаться к программе. Основная функциональность ImageSP позволяет сканировать, корректировать, отображать, обрабатывать, анализировать, сохранять, загружать и выводить на печать изображения, герерировать отчеты и многое другое. Опциональными модулями ImageSP являются: Panorama (создание панорамных изображений), ЕҒТЕМ (просвечивающая электронная микроскопия с энергетической фильтрацией), Analyze Particles (анализ частиц), Diffraction Analysis (дифракционный анализ), Script Engine (протоколирование и обработка скриптов) и Drift Correction (коррекция дрейфа). Мы также предоставляем демо-версию ImageSP которая содержит базовую функциональность. Чтобы получить демо-версию, пожалуйста свяжитесь с нами.

#### ImageSP представлена SYS-PROG & TRS


SYS-PROG, Беларусь: info@sys-prog.com TRS, Германия: info@trs-system.de


EFTEM и Коррекция Дрейфа; Анализ Частиц Подключение ко всем ПЭМ Carl ZEISS плюс JEOL и поддержка всех TRS CCD камер


Сканирование и построение Панорамных изображений: управление системой сдвига и гониометром


Поддержка Дифракционного режима; Дифракционный и Фурье анализ

Автоматизация процесса сканирования; TimeLapse; Script Engine Статистики и измерения изображения; Многообразие средств обработки и анализа изображений и спектров









Скриншоты слева направо: окно-изображение с различными метрическими инструментами, окно Colouring (раскрашивание) и раскрашенное изображение, DataBase (база данных) изображений.

## Основная функциональность ImageSP

#### Микроскопы & Платформы

- Подключение ко всем ПЭМ производства Carl ZEISS, а также JEOL; расширяемый список поддерживаемых ПЭМ.
- Автоматическое управление электронным микроскопом на разных этапах сканирования.
- Поддержка модуля EFTEM для просвечивающих электронных мкроскопов Carl ZEISS.
- Автоматическое снятие ПАНОРАМНЫХ изображений при помощи ГОНИОМЕТРа или SHIFT SYSTEM (Carl ZEISS).
- Работа со всеми типами СВЕТОВЫХ МИКРОСКОПОВ оснащенных ССD или видео -камерой.
- Операционная система Windows 7/10 64-бит.

#### Сенсоры & Интерфейсы

- Работа с различными типами устройств получения изображений при наличии драйвера: CCD- и видео-камеры, камкордеры, сканеры (через пртокол TWAIN) и т.д.
- Поддержка цветных и монохромных ССD; настройка сенсора; поддержка всех ССD камер производства TRS.
- Поддержка различных интерфейсов, в частности через последовательные шины USB.

#### Сканирование & Управление

- Управление ЭКСПОЗИЦИЕЙ или использование режима АВТОЭКСПОЗИЦИИ по интенсивности.
- Режимы сканирования: 1 SCAN (один скан), и SERIES для сканирования серий изображений в подрежимах NON-STOP или LIMITED (с заданным кол-вом сканов) с возможностью суммирования и усреднения сигнала.
- Высокоскоростное сканирование в режиме поиска SEARCH (сканирование всего изображения с различной степенью группирования) и в режиме ROI (Region Of Interest область интереса сканирование области изображения без группирования).
- TimeLapse: полностью автоматическое выполнение подготовленной сессии сканирования.


## Коррекция & Предобработка


- Автоматические ВЫЧИТАНИЕ ФОНА и КОРРЕКЦИЯ ПЛОСКОГО ПОЛЯ во время сканирования.
- Полностью автоматический режим для подготовки изображений коррекции фона и плоского поля.
- Автоматическая интерполяция вычитаемого фона при изменении значения экспозиции.
- Во время сканирования: БПФ (быстрое преобразование Фурье) и НЕГАТИВ изображения.
- Автоматическая коррекция БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ во время сканирования: одиночных пикселей, строк и столбцов.
- Автоматическое вращение изображений после сканирования на углы кратные 90 градусов.


### Хранение & Визуализация

- Мульти-БУФЕР неограниченного размера для нескольких серий изображений с предпросмотром.
- Многофункцональные окна для визуализации и работы с изображениями.
- Статические и динамические режимы контрастирования для визуализации изображений.
- Масштабирование изображений и режим ЛУПЫ в отдельном окне.
- Разнообразные манипуляции с ГИСТОГРАММОЙ для управления яркостью и контрастностью изображений.
- АКСОНОМЕТРИЯ: представление изображения как 3D-поверхности.
- COLORING (раскрашивание) монохромных изображений с использованием различных палитр.









Скриншоты слева направо: окно анализа Фурье (Fourier Analysis), двумерный фурье-спектр мощности изображения с инструментом блобы, Axonometry (аксонометрия): представление изображения как 3D-поверхности.

#### Калибровка & Измерения

- КАЛИБРОВКА: метрическая калибровка изображений, калибровка Фурье- и дифракционных изображений.
- Масштабная линейка, линейки разметки, наложение графиков, МАРКЕРЫ с текстом, флажками и стрелками.
- Измерения с использованием различных метрических инструментов: линия, вектор-полоса, прямоугольник, полигон, полилиния, круг, сектор, эллипс, ортогональная и аффинная сетка, двойной круг и блобы (для Фурье- и дифракционных изображений).
- СТАТИСТИЧЕСКИЕ характеристики изображения: минимум, максимум, сумма, среднее и т.д.
- Оценка подобия и относительного сдвига двух изображений с помощью двумерной КРОСС-КОРРЕЛЯЦИИ.

#### Обработка & Анализ Изображений

- Частотная фильтрация посредством АНАЛИЗА ФУРЬЕ: низкочастотный, высокочастотный и полосной заграждающий и пропускающий фильтры; отображение кривой МПФ (модуляционной передаточной функции).
- ВЫРАВНИВАНИЕ ФОНА изображения посредством низкочастотной фильтрации или коррекции плоскости фона.
- ФИЛЬТРАЦИЯ изображений: обнаружение контуров, увеличение резкости, сглаживание, баланс белого и т.д.
- Арифметика изображений: операции АРИФМЕТИЧЕСКИЕ, ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ, смешивания и наложения.
- Математический анализ изображений: ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ и ИНТЕГРИРОВАНИЕ.
- ПРЕОБРАЗОВАНИЯ изображения: масштабирование, поворот, зеркальное отображение, обрезка и т.д.
- Регулировка уровней цвета для цветных изображения при помощи COLOR BALANCE (цветового баланса).
- ГАММА-КОРРЕКЦИЯ при помощи кривых коррекции.

#### Коллекции Изображений & Генерация Отчетов


- Хранение изображений, сопровождающей информации и документов в БАЗе ДАННЫХ изображений.
- Создание структурированных КОЛЛЕКЦИЙ изображений и их представление в виде ГАЛЕРЕЙ изображений.
- Параметризованный ПОИСК изображений в указанных каталогах и подкаталогах.
- Копирование данных из изображения, статистики и измерений в Excel, Word, WordPad и Text Editor.
- Вывод на печать нескольких изображений с метрическими инструментами; предварительный просмотр.
- ВОДЯНОЙ ЗНАК: возможность выжечь на изображении необходимый текст.


#### Типы Данных & Форматы Файлов


- Поддерживаемые типы данных: монохромные 8, 16, 32 and 64-битные изображения, RGB 24 и 48-битные изображения; преобразование типов данных.
- Форматом файлов по-умолчанию является TIFF: сохранение отдельных изображений и серий изображений плюс сохранение информации об изображениях (ТЕМ-параметры, ССD-параметры).
- Основные форматы файлов: TIFF монохромный и RGB, BMP, JPEG, GIF.
- Около сотни распознаваемых форматов файлов изображений: для большинства поддерживается операция сохранения; анимация серий изображений с сохранением в формате AVI.

## Графики & Пики

- Построение графиков яркости с помощью различных инструментов на изображении: курсора, линии и т.д.
- Вычисление, обработка, сохранение и загрузка графиков; специальный БУФЕР ГРАФИКОВ;
- Сглаживание графиков; автоматическое нахождение ПИКОВ на графиках плюс статистика пиков.







Скриншоты слева направо: окно Panorama (панорама) с выравненными изображениями, приложение ESI из модуля EFTEM, список частиц в Analyze Particles (анализ частиц).

## Дополнительные опциональные модули ImageSP

#### **Panorama** (панорамирование)


Модуль для панорамирования позволяет склеить серию частично налагающихся изображений и содержит инструменты для сканирования таких серий изображений. Путем сканирования и отображения изображений непосредственно в окне Панорама, могут быть сняты большие области образца. Данные изображения могут быть выравнены и склеены в единое панорамное изображение. Сканирование может выполняться с (только для ПЭМ производства Carl ZEISS) или без использования автоматической системы сдвига (Image Shift System) или гониометра, каждый из которых должен быть откалиброван.


- Калибровка автоматической системы сдвига (Image Shift System) или гониометра;
- Сканирование серии пересекающихся изображений с или без использования системы сдвига или гониометра;
- Сканирование изображений для панорамирования как в нормальном режиме так и в быстром режиме поиска;
- Выравнивание и склейка серии пересекающихся изображений в единое панорамное изображение;
- Выравнивание яркости на краях стыкующихся изображений.

## **EFTEM** (просвечивающая электронная микроскопия с энергетической фильтрацией)

EFTEM (Energy Filtering Transmission Electron Microscopy) это методика в просвечивающей электронной микроскопии в которой для формирования изображения используются электроны с заданным диапазоном кинетических энергий. EFTEM модуль ImageSP состоит из трех приложений: ESI, IEELS и PEELS, которые представляют собой три метода EFTEM. Метод ESI (Energy Spectroscopic Imaging) позволяет получить изображение высокой четкости отображающее распределение заданного элемента в образце, то есть элементную карту. Метод IEELS (Image Electron Energy-Loss Spectroscopy) позволяет сканировать серии изображений при разных значениях потери энергии. IEELS серия может быть использована для получения спектра элемента и элементной карты. Метод PEELS (Parallel Electron Energy-Loss Spectroscopy) позволяет снять спектр образца в откалиброванном диапазоне потери энергии, а также снять серию спектров в широком диапазоне. Модуль EFTEM также содержит периодическю таблицу химических элементов вместе с библиотекой EELS атласов и схем границ ионизации. (Для ПЭМ Carl ZEISS.)

- Сканирование наборов ESI изображений для различных методов вычисления фона;
- Сканирование IEELS серий с заданным шагом возрастания энергии потерь;
- Сканирование высококонтрастного изображения HCI (High Contrast Image);
- Сканирование в скоростном режиме поиска перед окончательным снятием изображений в ESI и IEELS;
- Коррекция дрейфа снятых изображений в ESI и IEELS;
- Генерация спектров на основе определяемых пользователем регионов на изображениях в IEELS;
- Вычисление фонового изображения и элементной карты в ESI и IEELS;
- Фильтрация и раскрашивание элементной карты для получения цветовой карты в ESI и IEELS;
- Наложение и склейка любого базового изображения, например HCI, с цветовой картой в ESI и IEELS;
- Генерация серии ESI из серии IEELS; обработка полученной ESI серии;
- В PEELS: спектральная калибровка для текущих значений высокого напряжения (High Voltage) и спектрального увеличения (Spectrum Magnification); выполнение калибровки точки нуля (zero-point calibration);
- В PEELS: снятие одиночного спектра и снятие спектров в указанном диапазоне энергии потерь.





Слева направо: распределение частиц по классам в Analyze Particles, изображение с найденными частицами раскрашенными в соответствии с их классом, дифракционная картина с проиндексированнными после поиска оси зоны рефлексами.

## Analyze Particles (анализ частиц)

Модуль анализа частиц предназначен для выделения на изображении частиц (групп пикселей), которые удовлетворяют заданным параметрам по яркости и форме, а также для получения статистических характеристик найденных частиц. Функциональность модуля позволяет редактировать найденные частицы.

- Указание диапазона яркостей пикселей изображения в пределах которого выполняется поиск частиц;
- Поиск частиц на одном изображении и на нескольких изображениях;
- Разнообразные операции с частицами: деление, добавление, слияние, удаление и т.д.;
- Отображение распределения найденных частиц по указанному параметру;
- Распределение частиц по классам; корректировка распределения по классам;
- Генерация отчетов со статистикой частиц и их классов;
- Копирование отчетов в Excel и Word, а также подготовка отчетов для печати.

### **Diffraction Analysis** (анализ картин микродифракции)


Модуль Diffraction Analysis предназначен для индексирования изображений дифракции электронов на атомах одиночных кристаллов и, при наличии базы данных веществ для изучаемых материалов, предоставляет средства для поиска и идентификации дополнительных фаз. Для удобства пользователя предоставляется кристаллографический калькулятор, который позволяет рассчитать межплоскостные расстояния и углы между плоскостями и направлениями в кристалле.


- Идентификация оси зоны и индексация рефлексов дифракционной картины известного кристалла;
- Тестирование гипотезы о составе образца использованного для получения картины микродифракции;
- Расчет межплоскостных расстояний и углов между плоскостями и направлениями в кристалле с заданными параметрами элементарной ячейки;
- Расчет параметров соответствующей обратной решетки и объема элементарной ячейки;
- Создание новых, а также редактирование существующих кристаллографических баз данных;
- Идентификация рефлексов вручную.

### Script Engine (протоколирование и обработка скриптов)

Модуль Script Engine является инструментом для записи действий пользователся в ImageSP в форме скрипта. Скрипт может быть затем выполнен, то есть проигран, воспроизводя таким образом все записанные действия полностью автоматически или с минимальным взаимодействием с пользователем. По своей сути, скрипт это список команд для ImageSP. Скрипты можно записывать, проигрывать, редактировать, создавать с нуля и т.д.

- Запись действий пользователя в ImageSP в форме скрипта, который записывается с таймингом;
- Редактирование записанных скриптов и создание скриптов с нуля;
- Множество встроенных и легких в использовании скриптовых функций и операторов;
- Проигрывание скриптов с и без тайминга, пошагово или без остановки; вызов скрипта из скрипта;
- Сохранение скриптов в файлы XML, RTF и TXT, а также загрузка скриптов из данных файлов;
- Добавление к скриптам комментариев, циклов, меток, сравнений, пауз, точек остановки и сообщений;
- Выполнение поиска внутри скрипта, а также отображение второго скрипта в качестве вспомогательного.





Скриншоты слева направо: мастер коррекции дрейфа (Drift Correction Wizard) на шаге проверки дрейфа (Check Drift), периодическая таблица химических элеменов из модуля EFTEM.

# **Drift Correction** (коррекция дрейфа)

Мастер для коррекции дрейфа в ImageSP предназначен для выравнивания серий изображений отображающих одну и ту же область образца относительно одного опорного изображения. Мастер коррекции дрейфа позволяет: вычислить сдвиги нескольких изображений относительно одного опорного изображения, исследовать разностные изображения, проверить сдвиги, изменить сдвиги вручную и выровнять сдвинутые изображения.



# Наши Контакты

## TRS

TROENDLE Restlichtverstarkersysteme

Germany 82272, Moorenweis Duncelbuch 35

Тел.: ( + 49 ) 814 69 41 94 Факс: ( + 49 ) 814 69 41 96

E-mail: info@trs-system.de

## Унитарное предприятие «СИСПРОГ»

Системное программирование для науки

Республика Беларусь 220141, г. Минск

Ул. Ф. Скорины, д. 51, офис 301

Тел./Факс: ( + 375 17 ) 266 02 76 Моб.: ( + 375 29 ) 685 87 99

E-mail: info@sys-prog.com Web: www.sys-prog.com